

Anticuerpo Monoclonal Anti-Enos Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Número de artículo: CM0003456



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para eNOS (NOS3) humano, validado para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a la óxido nítrico sintasa endotelial, una enzima clave en la biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eNOS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	eNOS; ECNOS
Especie	Humano
GeneID (humano)	4846
GeneID	4846
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1035-1110 de eNOS humano (NP_000594.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29474
Peso Molecular	133kDa
Envío	Bolsa de hielo