

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Enox2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16206

Número de artículo: CM0026323

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ENOX2 para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con ENOX2 (APK1, tNOX) humano, de ratón y de rata, una oxidasa de membrana celular asociada a tumores. Ideal para investigación en cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENOX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10495
ID del gen	10495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-610 de la ENOX2 humana (NP_872114.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16206
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo