

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Enpp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - G3X9S2

Número de artículo: CM0021454

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Enpp1 de ratón (miembro 1 de la familia ectonucleótido pirofosfatasa/fosfodiesterasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Número de acceso UniProt G3X9S2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Enpp1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Pca, ttw, twy, M6S1, NPP1, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnpp1, CD203c, E-NPP1, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5167
GeneID (Ratón)	18605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-730 de Enpp1 de ratón (NP_032839.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	G3X9S2
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo