


Anticuerpo Policlonal Anti-Enpp3 Para Wb, Elisa - O14638

Número de artículo: CM0018525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ENPP3 validado para WB y ELISA. Se dirige a la ectonucleótido pirofosfatasa/fosfodiesterasa 3 (CD203c), implicada en el metabolismo de nucleótidos y la regulación inmunitaria. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENPP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5169
GeneID	5169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 646-875 del ENPP3 humano (NP_005012.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14638
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo