


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Enpp3/Cd203C Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14638

Número de artículo: CM0007352



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ENPP3/CD203c validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Se dirige a la ectonucleótido pirofosfatasa/fosfodiesterasa 3 humana, un regulador clave del metabolismo de nucleótidos extracelulares y la inmunidad innata. Ideal para investigación en inmunología y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENPP3/CD203c Rabbit mAb
Observaciones/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5169
ID del gen	5169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 551-875 de la ENPP3/CD203c humana (NP_005012.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14638
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo