

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Enpp5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UJa9

Número de artículo: CM0009477



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ENPP5 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación en comunicación neuronal y función de ectonucleotidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ENPP5
Observaciones/Alias	NPP5; NPP-5; ENPP5
Especie	Humano
GeneID (humano)	59084
GeneID	59084
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 378-477 de ENPP5 humano (Q9UJA9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJA9
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo