

Anticuerpo Policlonal Anti-Ensa/Arpp-19E Para Wb Y Elisa - O43768

Número de artículo: CM0017266

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la alfa-endosulfina humana (ENSA/ARPP-19e), adecuado para WB y ELISA, detecta proteína de ratón. Ideal para estudiar la inhibición de PP2A durante la mitosis y las vías de secreción de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENSA Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARPP-19e; ENSA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2029
GeneID	2029
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ENSA humana (NP_996929.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O43768
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo