

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ent2/Slc29A2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14542

Número de artículo: CM0002966

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ENT2/SLC29A2 humano (Q14542), adecuado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte de nucleósidos y la función del transportador de nucleósidos equilibrativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENT2/SLC29A2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3177
GeneID	3177
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ENT2/SLC29A2 humano (Q14542).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14542
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo