

Anticuerpo Policlonal Anti-Entpd1/Cd39 Para Wb, If, Ihc-P - P49961

Número de artículo: CM0026064

Introducción

El pAb de conejo contra ENTPD1/CD39 se dirige a la ectonucleósido trifosfato difosfohidrolasa 1, un regulador clave de la señalización purinérgica. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra ENTPD1/CD39
Observaciones/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDasa-1; ENTPD1/CD39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	953
GeneID	953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la ENTPD1/CD39 humana (NP_001157655.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49961
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo