

Anticuerpo Policlonal Anti-Entpd2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L3

Número de artículo: CM0030302

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ENTPD2 humano (CD39L1/NTPDase-2) para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la ectonucleótidoasa involucrada en el metabolismo de nucleótidos extracelulares; adecuado para la investigación sobre cáncer, inmunología y enfermedades cardiovasculares. - Q9Y5L3

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENTPD2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	954
GeneID	954
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5L3
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo