

Anticuerpo Monoclonal Anti-Entpd5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075356

Número de artículo: CM0002147

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ENTPD5, validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Objetivo: una nucleósido difosfatasa de RE de 48 kDa implicada en el control de calidad de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ENTPD5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	957
GeneID	957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de ENTPD5 humana (075356).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075356
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo