

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Entpd5 Para If/Icc Y Elisa - 075356

Número de artículo: CM0028316

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ENTPD5 humano (CD39L4/NTPDase-5), adecuado para IF/ICC y ELISA. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 149-428; reconoce una proteína de 48 kDa. Ideal para la investigación de UDPasa del RE y el plegamiento de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENTPD5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	957
GeneID	957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-428 de ENTPD5 humano (NP_001240.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075356
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo