

Anticuerpo Policlonal Anti-Eomes Para Wb, Elisa - 095936

Número de artículo: CM0018759

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EOMES humano (TBR2). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios en biología del desarrollo, neurobiología y regulación de la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EOMES Conejo pAb
Observaciones/Alias	TBR2; EOMES
Especie	Humano
GeneID (humano)	8320
GeneID	8320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 463-686 de EOMES humano (NP_005433.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095936
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo