

Anticuerpo Policlonal Anti-Ep300 Para Ihc-P, Elisa - Q09472

Número de artículo: CM0020723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona acetiltransferasa p300 humana (EP300). Validado para IHC-P y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación en biología de la cromatina y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EP300 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RST52; EP300
Especie	Humano
ID de Gene (Humano)	2033
ID de Gene	2033
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 940-1030 del EP300 humano (NP_001420.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q09472
Peso Proteico	264kDa
Envío	Bolsa de hielo