

Anticuerpo Policlonal Anti-Ep300 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09472

Número de artículo: CM0017427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EP300, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con EP300 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de remodelación de la cromatina y coactivación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EP300 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RST52; EP300
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2033
ID del gen	2033
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de EP300 humano (NP_001420.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q09472
Peso de la proteína	264 kDa
Envío	Bolsa de hielo