


Anticuerpo Policlonal Anti-Ep400 Para Wb, Elisa - Q96L91

Número de artículo: CM0014220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EP400 (p400) humano, un componente del complejo NuA4 de 343 kDa. Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para la investigación de remodelación de la cromatina y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EP400 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57634
GeneID	57634
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96L91
Peso Proteico	343kDa
Envío	Bolsa de hielo