


Anticuerpo Policlonal Anti-Epac1/Rapgef3 Para Wb, Elisa - O95398

Número de artículo: CM0019966



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Epac1/RAPGEF3 humano, un factor de intercambio de nucleótidos de guanina Rap regulado por cAMP. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con epítomos humanos y de ratón. Peso molecular predicho: 104 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Epac1/RAPGEF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Epac1/RAPGEF3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10411
ID de Gen	10411
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de Epac1/Epac1/RAPGEF3 humano (NP_001092002.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95398
Peso de la Proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo