

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Epac1/Rapgef3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95398

Número de artículo: CM0009390



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Epac1/RAPGEF3 humano (SWISS: O95398) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Epac1 es un GEF activado por cAMP para Rap1, involucrado en la angiogénesis y la función de barrera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Epac1/RAPGEF3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EPAC; Epac1/RAPGEF3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10411
ID del gen	10411
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 824-923 de Epac1/RAPGEF3 humano (O95398).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95398
Peso de la proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo