

Anticuerpo Policlonal Anti-Epas1/Hif2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99814

Número de artículo: CM0030475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EPAS1/HIF2α humano (SWISS: Q99814). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en hipoxia y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPAS1/HIF2α pAb Conejo
Observaciones/Alias	HLF; MOP2; ECTY4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2034
GeneID	2034
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99814
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo