


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Epb41 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11171

Número de artículo: CM0005114



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra EPB41 humano (4.1R), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación del citoesqueleto de membrana, biología de eritrocitos y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPB41 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HE; EL1; 4.1R
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2035
ID de Gen	2035
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 711-810 de EPB41 humano (NP_001159477.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11171
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo