


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epb41 Para Wb, Elisa - P11171

Número de artículo: CM0023596



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPB41 humano (4.1R, Banda 4.1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del esqueleto de membrana y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPB41 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HE; EL1; 4.1R; EPB41
Especie	Humano
ID del Gen	2035
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-500 de EPB41 humano (NP_001159478.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11171
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo