


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epb41 Para Wb, Ip, Elisa - P11171

Número de artículo: CM0021703



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la EPB41 humana (Proteína 4.1R) para Western blotting, inmunoprecipitación y ELISA. Dirigido a una proteína del esqueleto de la membrana eritrocitaria de 97 kDa involucrada en la estabilidad mecánica y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPB41 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HE; EL1; 4.1R
Especie	Humano
GeneID (humano)	2035
GeneID	2035
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de la EPB41 humana (NP_001159477.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11171
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo