

Anticuerpo Policlonal Anti-Epb41L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43491

Número de artículo: CM0029530

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a EPB41L2 humano (4.1G), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudiar el citoesqueleto, la mitosis y la función del córtex celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPB41L2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2037
GenelD	2037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de EPB41L2 humano (NP_001186317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43491
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo