

Anti-Epb42 (Proteína Eritrocitaria 4.2) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para If/Icc Y Elisa - P16452

Número de artículo: CM0028927



Introducción

El pAb de conejo EPB42 es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína eritrocitaria 4.2, validado para IF/ICC y ELISA en humano y ratón. Ideal para estudiar la estabilidad de la membrana eritrocitaria, la anemia y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPB42 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PA; SPH5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2038
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 589-691 del EPB42 humano (NP_001107606.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16452
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo