

Anticuerpo Policlonal Anti-Epb42 Para Wb, Elisa - P16452

Número de artículo: CM0022946



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPB42 humano (Proteína 4.2). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación sobre la estabilidad de la membrana eritrocitaria y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPB42 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PA; SPH5; EPB42
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2038
GeneID	2038
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-240 de EPB42 humano (NP_001107606)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16452
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo