

Anticuerpo Policlonal Anti-Epcam Para Wb, Elisa - Q99Jw5

Número de artículo: CM0023064

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Epcam para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la molécula de adhesión de células epiteliales (CD326, EGP314). Inmunógeno: Epcam de ratón recombinante (aa 24-266).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Epcam Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacstd1; GA733-2; Tacstd1; Epcam
Especie	Ratón
ID de Gen	17075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-266 de Epcam de ratón (NP_032558.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99JW5
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo