

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Epcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16422

Número de artículo: CM0002575



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EpCAM humano (CD326) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce EpCAM humano, de ratón y de rata. Útil para investigación de adhesión de células epiteliales y estudios de células madre cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra EpCAM
Observaciones/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4072
ID del Gen	4072
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de EpCAM humano (P16422))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16422
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo