

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epcam Para Wb, If/Icc, Elisa - P16422

Número de artículo: CM0014628



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EpCAM validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la molécula de adhesión celular epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra EpCAM
Observaciones/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4072
GeneID	4072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 de EpCAM humano (NP_002345.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16422
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo