

Anticuerpo Monoclonal Anti-Epcr/Cd201 Para Wb, Elisa - Q64695

Número de artículo: CM0007318

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra EPCR/CD201 de ratón. Validado para WB y ELISA. Participa en la coagulación sanguínea mediante la activación de la proteína C. Adecuado para investigación en hemostasia y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPCR/CD201 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	10544
ID del gen	19124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 del EPCR/CD201 de ratón (NP_035301.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64695
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo