


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Epcr/Cd201 Para Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

Número de artículo: CM0004436



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína humana EPCR/CD201, validado para aplicaciones de WB, FC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación en coagulación y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo EPCR/CD201
Observaciones/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de proteína C; EPCR/CD201
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10544
GeneID	10544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 del CD201/EPCR humano (NP_006395.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNN8
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo