


Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor Eph B3 (Ephb3) Para Wb, Elisa - P54753

Número de artículo: CM0003021



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor Eph B3 (EPHB3) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Dirige a una receptor tirosina quinasa clave implicada en la guía de axones y el desarrollo de sinapsis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra receptor Eph B3 (EPHB3)
Observaciones/Alias	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; receptor Eph B3 (EPHB3)
Especie	Humano
GeneID	2049 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 del receptor Eph B3 (EPHB3) humano (P54753)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54753
Peso proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo