


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epha1 Para Wb, Elisa - P21709

Número de artículo: CM0027375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPHA1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Aplicable en investigación sobre señalización por receptores de efrina, angiogénesis y carcinoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPHA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2041
GeneID	2041
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de EPHA1 humano (NP_005223.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21709
Peso molecular de la proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo