

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Epha2 Para Wb Y Elisa - P29317

Número de artículo: CM0005039



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra EPHA2 humano (receptor tipo A de efrina 2). Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación de adhesión celular, migración, diferenciación y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-534 de EPHA2 humano. (NP_004422.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo