

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epha2 Para Wb Y Elisa - P29317

Número de artículo: CM0029602



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra EPHA2 humano (receptor tipo A de efrina 2), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre cáncer, angiogénesis y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Especie	Humano
GeneID	1969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-530 de EPHA2 humano (NP_004422.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo