

Anticuerpo Policlonal Anti-Epha3/Epha4/Epha5 Para Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P29320 / P54764 / P54756

Número de artículo: CM0019401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra los receptores humanos EPHA3, EPHA4 y EPHA5. Validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización de los receptores de efrinas y la adhesión celular en investigaciones sobre el desarrollo y las enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2042/2043/2044
ID del gen	2042/2043/2044
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 700 y 800 de EPHA3/EPHA4/EPHA5 humano (NP_005224.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P29320/P54764/P54756
Envío	Bolsa de hielo