

Anticuerpo Policlonal Anti-Epha4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54764

Número de artículo: CM0029427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EPHA4 (EK8/SEK/TYRO1) validado para Humano, Ratón, Rata en WB, IF/ICC, ELISA. Objetivo: receptor de efrina implicado en el desarrollo y la reparación del sistema nervioso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPHA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2043
GeneID	2043
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-100 de EPHA4 humana (NP_004429.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54764
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo