


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epha5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54756

Número de artículo: CM0014242



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPHA5 humano (UniProt P54756). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre guía de axones, plasticidad sináptica y señalización de receptor tirosina quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	EPHA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EK7; CEK7; EHK1; HEK7; EHK-1; TYRO4; EPHA5
Especie	Humano
ID del gen	2044
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de EPHA5 humano (NP_004430.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54756
Peso de la proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo