

Anticuerpo Policlonal Anti-Ephb2 Para Wb, Elisa - P29323

Número de artículo: CM0024712



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPHB2 humano (NP_059145.2, aminoácidos 250-540). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en neurociencia del desarrollo, angiogénesis y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHB2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DRT; EK5; ERK; CAPB; Hek5; PCBC; EPHT3; Tyro5; BDPLT22; EPHB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2048
GeneID	2048
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-540 de EPHB2 humano (NP_059145.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29323
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo