


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ephb4 Para Wb, Elisa - P54760

Número de artículo: CM0029458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EPHB4 humano, adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Diseñado para la investigación sobre angiogénesis, desarrollo cardiovascular y migración celular utilizando inmunógeno de proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPHB4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2050
ID de gen	2050
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54760
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo