

Anticuerpo Policlonal Anti-Ephb6 Para Wb, Elisa - O15197

Número de artículo: CM0017536



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-EPHB6 (conejo) para WB, ELISA. Reacciona con humano, ratón. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante que cubre los aminoácidos 615-729. Objetivo: receptor efrina deficiente en cinasa implicado en la adhesión y migración celular. SWISS: O15197.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHB6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEP; EPHB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2051
GeneID	2051
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 615-729 de EPHB6 humano (NP_001267724.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15197
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo