

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Efrina B2 Para Wb, Elisa - P52799

Número de artículo: CM0015253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Efrina B2 humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo neuronal y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Efrina B2 pAb de conejo
Observaciones/alias	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Especie	Humana
GeneID (humano)	1948
GeneID	1948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-229 de la Efrina B2 humana (NP_004084.1)
Fuente	ConEjo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P52799
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo