

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ephx1 Para Wb Y Elisa - P07099

Número de artículo: CM0023744

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a EPHX1 (epóxido hidrolasa 1, mEH). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de metabolismo y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPHX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
Especie	Humano
GeneID	2052
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-320 de la EPHX1 humana (NP_000111.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07099
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo