


Anti-Ephx2 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P34913

Número de artículo: CM0021756



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo EPHX2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta EPHX2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigar las funciones de la epóxido hidrolasa y la fosfatasa de lípidos en vías de desintoxicación y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPHX2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2053
GeneID	2053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-240 de EPHX2 humano (NP_001970.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34913
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo