


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epm2A Para Wb, Elisa - 095278

Número de artículo: CM0028396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPM2A/laforina humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de la enfermedad de Lafora, metabolismo del glucógeno y neurología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPM2A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EPM2; MELF; EPM2A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7957
ID del Gen	7957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 244-331 de EPM2A humano (NP_005661.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95278
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo