


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epn1 (Epsina-1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6I3

Número de artículo: CM0024065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra la EPN1 humana (Epsina-1). Apto para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Diana involucrada en la endocitosis mediada por clatrina y la curvatura de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo EPN1
Observaciones/Alias	EPN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	29924
GeneID	29924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-180 de la EPN1 humana (NP_037465.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6I3
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo