

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epn2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95208

Número de artículo: CM0020211

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra EPN2 humano (epsina-2). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas. Esencial para el estudio de la endocitosis mediada por clatrina y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPN2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	EHB21; EPN2
Especie	Humano
GeneID (humano)	22905
GeneID	22905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-300 de EPN2 humano (NP_683723.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O95208
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo