


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01588

Número de artículo: CM0027795



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la eritropoyetina humana (EPO). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA y reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la eritropoyesis y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPO pAb Conejo
Observaciones/Alias	EP; DBAL; ECT5; MVCD2; EPO
Especie	Humano
ID de Gen	2056
Inmunógeno	Péptido sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 93-193 de la EPO humana (NP_000790.2)]
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01588
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo