


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Epor Para Wb, If/Icc, Elisa - P19235

Número de artículo: CM0028876



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de eritropoyetina humano (EPOR), validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de eritropoyetina y diferenciación eritroide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPOR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPO-R; EPOR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2057
ID de Gen	2057
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 274-508 del EPOR humano (NP_000112.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P192354
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo