

Anticuerpo Policlonal Anti-Eppin Para Wb, Elisa - 095925

Número de artículo: CM0023387

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EPPIN validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. EPPIN es un inhibidor de serina proteasa fundamental para la fertilidad masculina y la motilidad espermática. Ideal para investigación en biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPPIN Rabbit pAb
Notas/Alias	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dj461P17.2, EPPIN
Especie	Humano
GeneID (humano)	57119
GeneID	57119
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-133 de la EPPIN humana (NP_065131.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095925
Peso de la Proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo