

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eprs Para Wb, Elisa - P07814

Número de artículo: CM0013766



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EPRS humano (ligasa bifuncional de glutamato/prolina--tRNA), validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación en regulación de la traducción, complejo de aminoacil-tRNA sintetasa y estudios del complejo GAIT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPRS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2058
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07814
Peso Proteico	171kDa
Envío	Bolsa de hielo